


## Atenschutzmaske FFP2 NR

### Produktbeschreibung

Artikel Number	ENKN95-001
Produktbezeichnung	Atenschutzmaske ohne Ventil
Klasse	FFP2 NR
Zertifizierung	EN149:2001+A1:2009
Prüfstelle/Zertifizierung	Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. CE 2163 (EU) 2016/425 Annex 5
Abbildung	
Produktcharakteristiken	Einweg Halbmaske mit bewährter ergonomischer Passform, mit Ohrenschlaufen und formbaren Nasenbügel, 5 lagig, nicht steril.
Verpackung	Fünf Stück in Folienverpackung, in einer 20er Umverpackung.

